

E-MOTION® duo drive

SCHEDA D'ORDINE GENNAIO 2023

- ☐ Standard
 ☐ Campo Obbligatorio
 ☐ ORDINE
 ☐ PREVENTIVO

☐ Opzione a Pagamento

Ragione sociale

Nome utente

mail

Scegli il tuo modello di e-motion **duo drive**

Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali con sostituzione delle ruote. Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.24.09.006 Repertorio DM: 1758721/R



alber



e-motion M25	e-motion M25	e-motion M25
Ruota da 22" (pediatrico)	Ruota da 24"	Ruota da 25"
Portata max 125 kg	Portata max 150 kg	Portata max 150 kg
comprensivo di piastre di montaggio: (per prodotti Invacare verranno decurtati € 50 sul valore delle piastre)	comprensivo di piastre di montaggio: (per prodotti Invacare verranno decurtati € 50 sul valore delle piastre)	comprensivo di piastre di montaggio: (per prodotti Invacare verranno decurtati € 50 sul valore delle piastre)
Autonomia fino a 25km € 6.175	Autonomia fino a 25km € 6.175	Autonomia fino a 25km € 6.475

- ☐ **Comando esterno e cruise control incluso!** **duo drive**
 Di serie per ogni configurazione il corrimano in acciaio e le ruote nere pneumatiche Schwalbe Rightrun 1"

- ☐ Antiribaltamento con funzione jack-up per montaggio / smontaggio ruote posteriori 1489214 € 490
 ☐ Senza sistema Duo Drive - € 500

- ☐ Carrozzina dotata di antiribaltamento

Montaggio

- ☐ A cura del cliente (completare accuratamente la sezione *Dati tecnici della carrozzina 1 e 2*)
☐ A cura di Invacare (la quotazione verrà comunicata dal nostro Customer Service all'interno del preventivo)

Dati tecnici della carrozzina (1)

Marchio (es. Invacare)

Modello (es. Kuschall Compact)

Anno di fabbricazione

Specifiche particolari


Freni a tamburo ☐ SI ☐ NO
(se presenti dovranno essere rimossi)

Grado di campanatura Posizione ruota posteriore

- ☐ 0°
 ☐ Centro
 ☐ Anteriore
- ☐ 3°
 ☐ Posteriore
- ☐ 6°



Dati tecnici della carrozzina (2)



Larghezza seduta SW
(misurata esternamente ai tubi)



Altezza seduta SH
(misurata dal punto più basso della tela seduta posteriore)

Sistema di ancoraggio

- ☐ Dotata di sistema di ancoraggio all'auto
☐ Dotata di estensione posizione ruota posteriore

Kit di Conversione

- ☐ Kit conversione ruote posteriori

Quotazione su richiesta

Novità

duo drive

La nuova versione DUO-DRIVE ti consente di gestire attraverso blue-tooth un comando esterno per l'attivazione del Cruise-Mode e la regolazione della velocità



Nel caso in cui si vogliano utilizzare alternativemente ruote e-motion M25 e ruote originali i perni devono avere un diametro di 125 mm (1/2"). In caso contrario è necessario il kit di conversione.
Esempio:
Action family: di serie perni diam.120 mm (necessario kit di conversione)
Kuschall family: di serie perni diam.125 mm (1/2") (non necessario)

☐ Standard ☐ Campo Obbligatorio

☐ Opzione a Pagamento

Corrimano

☐ Copertura in gomma per corrimano in acciaio estraibile ruote da 22"	1592425	€ 160
☐ Copertura in gomma per corrimano in acciaio estraibile ruote da 24"	1592421	€ 160
☐ Copertura in gomma per corrimano in acciaio estraibile ruote da 26"	1592426	€ 160
☐ Rivestito in gomma (+250 gr) (non disponibili con ruote da 26")	1592527	€ 200
☐ Carbolife Curve L (non disponibili con ruote da 22")	1592528	€ 400
☐ Carbolife Quadro (solo con ruote da 24")	1592529	€ 490

Copertoni

☐ Marathon Plus Evolution	1565894	€ 85
☐ Pro Speed pieni 1" (+300 gr) (solo con ruote da 24")	1592532	€ 160
☐ Pieni da 1" 3/8 (+500 gr) (non disponibili con ruote da 26")	1592533	€ 65

Accessori

☐ Perno ergonomico (al paio)	1591500	€ 180
☐ Asse per il trasporto	1591362	€ 70
☐ Kit estensione freni (con particolari carrozzine e configurazioni il kit estensioni freni diventa obbligatorio)	1467780	€ 35

Copri raggi

☐ 22" Cosmic design (al paio)	1592266	€ 180
☐ 24" Sphere design (al paio)	1592268	€ 180
☐ 26" Sphere design (al paio)	1592269	€ 180
☐ 24" Plain design (al paio)	1592553	€ 180

Comando esterno ECS

☐ Comando esterno ECS		€ 600
☐ Supporto magnetico (non obbligatorio)		€ 180


- ☐ Montato sul telaio a destra
☐ Montato sul telaio a sinistra



Supporto magnetico



Comando ECS



Asse per il trasporto



Perno ergonomico



	8,5 Km/h
	Cruise control
	EasyNavy
	On/off
	Guida remota
	Conta impulsi

Scarica la Mobility App E' GRATUITA

e ti permette di selezionare 4 diverse velocità, visualizzare lo stato di carica della batteria, registrare il tuo percorso e individuare eventuali codici di errore con risoluzione del problema!

Il Mobility Plus Package è disponibile a pagamento su Apple Store o Play Store. Qui le funzioni aggiuntive disponibili con l'applicazione, acquistabili anche singolarmente.

Attenzione: in alcuni casi si potrebbero presentare delle incompatibilità nel montaggio del sistema e-motion alla carrozzina. Qualora fossero necessari interventi o l'aggiunta di ulteriori componenti vi comunicheremo tempestivamente in fase di preventivo l'eventuale importo aggiuntivo (per questa Costruzione Speciale)

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni

data ____/____/____

Firma del cliente